


## SCHEDA TECNICA TERMOMETRO A INFRAROSSI LEPU MOD. LFR30



Nome del prodotto: Termometro a infrarossi per la fronte

Modello del prodotto: LFR30

Dimensione: Circa 168,5 (L) mm \* 36 (L) mm \* 48 (A) mm

Peso: Circa 95g (batteria inclusa)

Schermo di visualizzazione: Schermo LCD segmentato

Alimentazione elettrica: d.c.3v (2 batterie AAA)

Memorizzazione dei dati: Possono essere memorizzate fino a 99 serie di misure

Durata di vita del prodotto: 5 anni

Posizione di misura: Temperatura della fronte (tra le sopracciglia)

Campo di misura: 32,0° C – 43,0° C

Potere risolutivo: 0,1°C/0,1°F

Unità: °C/°F

Precisione: ( 43°C-42°C) ± 0,2 °C (oltre 34°C – 42°C) ± 0,3 °C

Temperatura di esercizio: 15°C – 40°C

Temperatura di stoccaggio: - 20°C + 55°C

Classe B gruppo 1